











# Edelstahl Spacersystem



YDM ist der führende, japanische Hersteller für zahnmedizinische Instrumente. Die Qualität ist durchweg überzeugend. Die Spacer sind aus Edelstahl hergestellt und nicht verschweißt. Damit sind die Spacer dauerhaft haltbar, desinfizier- und sterilisierbar. Wir raten zur regelmäßigen Reinigung im Thermodesinfektor.



Die Edelstahl Spacer sind so eingeteilt, dass in eine VELA-Schublade B eine Reihe von 3 Spacern und 4 hintereinander, also 12 Spacer frei platziert werden können. Anpassungen der Spacer an andere Loran-Möbel sowie Schubladensysteme anderer Hersteller sind möglich.

-  **O - A** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend zu **Bur-Pot** oder **One-Touch Cotton-Box 2/S**
-  **O - B** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend zu **One-Touch Cotton-Box**
-  **U - 25** 2,5cm hoch passend zu O - B
-  **O - C S** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend für 2x **ST-Type Bur-Stand**
-  **U - 41** Spacer Unterteil aus Edelstahl 4,1cm hoch passend zu O - C
-  **O - D** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend zu **One-Touch Phial-Stand**
-  **U - 41** Spacer Unterteil aus Edelstahl 4,1cm hoch passend zu O - D
-  **O - E** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend zu **Block-System Bur-Stand**, ohne Unterteil einzusetzen
-  **O - G** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend zu **New-Type Bur-Stand**, ohne Unterteil einzusetzen
-  **O - H** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend für 2x **Reamer-Stand Safety**
-  **U - 41** Spacer Unterteil aus Edelstahl 3,3cm hoch passend zu O - H
-  **O - I** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend für 4x **Bur-Stand Safety 2**
-  **U - 41** Spacer Unterteil aus Edelstahl 4,1cm hoch passend zu O - I
-  **O - M** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend zu **Screw-Gauge**
-  **U - 41** Spacer Unterteil aus Edelstahl 4,1cm hoch passend zu O - M
-  **O - N** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, ohne Ausschnitt, als Platzhalter oder Schale verwendbar
-  **O - N 3** 39cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, als 3fach lange Schale
-  **O - P** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend zu **Reamer-Clean-Pot**
-  **U - 41** Spacer Unterteil aus Edelstahl 4,1cm hoch passend zu O - P
-  **O - R** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend zu **Reamer-Guard System**
-  **U - 33** Spacer Unterteil aus Edelstahl 3,3cm hoch passend zu O - R
-  **O - S** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Ausschnitt passend zu **Bur-Guard System**, ohne Unterteil einzusetzen
-  **O - T** 13cm x 9,4cm, 4,5cm hoch, mit Einlage passend zu **Used-Needles Safety-Box**
-  **U - T** Spacer Einlage aus Edelstahl passend zu O - T
-  **L - A,** Löffelablage aus Edelstahl 39cm x 18,8cm, 4,5cm hoch, mit je 20 Ausschnitten für Löffelgriffe, füllt eine halbe Vela Schublade, (nicht für Armonya geeignet)
-  **L - B** Löffelablage aus Edelstahl 39cm x 3,75cm, 4,5cm hoch, 5 Stück füllen eine halbe Vela Schublade

**Schutzmatte (PVC) für Edelstahlspacer** Als Schutzunterlage für jede erhältliche Schublade. Alternativ auch im Tausch gegen einen bereits mitgelieferten Schubladeneinsatz erhältlich. 38cm x 39cm



### One-Touch Cotton-Box 2/S

- Edelstahl 7,5cm Durchmesser, 5,5cm hoch
- Deckel am Feder-Scharnier befestigt
- Edelstahlkorb zur Wurzelkanalinstrumente-Bohrerdesinfektion
- und Reinigung in alkoholischen Lösungen
- Ohne Korb als hygienischer Wattespender
- autoklavierbar bis 135°
- passend zu Spacer O - A, U - 25

One-Touch Cotton-Box 2/S, Best.Nr. **13-621**

Edelstahlkorb, Best.Nr. **90-331**

### One-Touch Cotton-Box

- Edelstahl
- 2 separate Fächer, 10cm x 5cm, 6cm hoch
- Deckel am Feder-Scharnier befestigt
- Boden zur leichteren Befüllung zu öffnen
- hygienischer Wattespender
- autoklavierbar bis 135°
- verschließbare Dampföffnungen
- passend zu Spacer O - B, U - 25



### ST-Type Bur-Stand

- Edelstahl 9,4cm x 2,3cm, 4cm hoch
  - Deckel passt für 2 Bohrerstände
  - als Tischhalter nutzbar
  - autoklavierbar bis 135°
  - Passender Spacer O - C, U - 41
- für 22x Winkelstückinstrumente, Best.Nr. **13-407**  
 für 22x FG-Instrumente, Best.Nr. **13-408**  
 Deckel für 2x ST-Type Bohrerstände, Best.Nr. **13-409**



### Phial Stand One-Touch

- 10cm x 5,2cm, 5,5cm hoch
  - Medizinflaschenstände schnell zu öffnen
  - autoklavierbar bis 135°
  - passender Spacer O - D, U - 41
- Grundstände mit 3x Edelstahldeckel  
 (ohne Glasfläschchen) Best.Nr. **13-520**



### Medizinfläschchen

- einzeln erhältlich
- 2,5cm x 2,5cm, 4,2cm hoch
- Verschluß, Farben: weiß, braun, grün



### Block-System Bur-Stand

- Kunststoff 10cm x 7cm, 5cm hoch
  - Für 7 Bohrerblöcke
  - Nicht Autoklavierbar
  - Passender Spacer O - E
- Gehäuse und Deckel aus Plexiglas. Best.Nr. **13-444**  
 Bohrerblock weiß für 12 FG-Instrumente. Best.Nr. **13-443**  
 Bohrerblock blau für 12 HP-Instrumente. Best.Nr. **13-442**  
 Bohrerblock azur für 12 CA-Instrumente. Best.Nr. **13-441**



### New-Type Bur-Stand

- aus grünem Kunststoff 10cm x 7cm, 5cm hoch
  - Für 54 HP und 54 CA Instrumente
  - Deckel
  - Nicht autoklavierbar
  - passender Spacer O - G
- Best.Nr. **13-400**



### Reamer-Stand Safety

- Edelstahl 4,8cm x 4,3cm, 4,7cm hoch
- für 11 Wurzelkanalinstrumente
- Deckel am Scharnier befestigt. lineal zur Längeneinstellung der Wurzelkanalinstrumente
- autoklavierbar bis 135°
- passend zu Spacer O - H, U - 33
- Kunststoffdose zur hygienischen Aufbewahrung von 6 obiger Ständer
- desinfizierbar
- nicht autoklavierbar

Reamer-Stand Safety, Best.Nr. **08-415**

Kunststoffdose, Best.Nr. **08-416**



### Bur-Stand Safety 2

- verchromt mit Deckel aus Edelstahl am Scharnier befestigt
  - 4cm x 2,5cm, 2,9cm hoch
  - autoklavierbar bis 135°
  - passend zu Spacer O - I, U - 41
- Ständer für 11x FG + 6x CA-Instrum., Best.Nr. **13-630**  
 Ständer für 17x FG-Instrumente, Best.Nr. **13-631**  
 Ständer für 17x Winkelstückinstrumente, Best.Nr. **13-632**  
 2,5cm hoch, 17x FG-Short Instrumente, Best.Nr. **13-583**  
 desinfizierbare Aufbewahrungsdose, Best.Nr. **13-583**  
 1 Case Best.Nr. **24-017**



### Screw-Gauge

- 5,5cm Durchmesser, 5,3cm hoch.
  - Einfache präzise Längeneinstellung von 9 Wurzelkanalinstrumenten nach Mikrometerprinzip.
  - Nicht autoklavierbar.
  - passender Spacer O - M, U - 41
- Best.Nr. **21-156**



### Reamer-Clean-Pot

- 4,5cm Durchmesser, 3,6cm hoch
  - einfachen Reinigung der Wurzelkanalinstrumente.
  - autoklavierbar bis 135°
  - passender Spacer O - P, U - 41
- Reamer-Clean-Pot, 100 Blatt Papier, Best.Nr. **08-423**  
 300 Blatt Reamer-Reinigungs-Papier, Best.Nr. **08-422**



### Reamer-Guard System

- 7,4cm x 1cm, 5,2cm hoch
  - hygienischen Organisation der Wurzelkanalinstrumente.
  - autoklavierbar bis 135°
  - passender Spacer O - R, U - 33
  - gelb = Best.Nr. **08-431**, orange = Nr. **08-432**, pink = Nr. **08-433**, blau = Nr. **08-434**, grün = Nr. **08-435**
- Stericase für Bur + Reamer-Guard, Best.Nr. **08-440**



### Bur-Guard System

- 6,9cm x 1cm, 4,1 bis 5,6cm hoch.
- hygienischen Organisation der rotierenden Instrumente
- autoklavierbar bis 135°
- passender Spacer O - S,
- Gelb=Best.Nr. **13-471**, orangeNr. **13-472**, pink = Nr. **13-473**, blau = Nr. **13-474**, grün = Nr. **13-475**



### Used-Needles Safety-Box

- 8,3cm x 12,3cm x 3,4cm
  - Zur hygienischen und sicheren Entsorgung benutzter Spritzennadeln und Skalpellklingen.
  - Nicht autoklavierbar.
  - passender Spacer O - T
- Best.Nr. **AL-2766**



### L - A, L - UA

- Löffelablage aus Edelstahl 39cm x 18,8cm, 4,5cm hoch,
- mit je 20 Ausschnitten für Löffelgriffe
- füllt eine halbe Vela Schublade, (nicht für Armonya geeignet)



### L - B

- Löffelablage aus Edelstahl
- 39cm x 3,75cm, 4,5cm hoch
- 5 Stück füllen eine halbe Vela Schublade

